

Ficha Técnica



ELETRODO ADESIVO BIOLAND

Apresentação do produto:

O eletrodo adesivo é utilizado em atendimento fisioterapêutico onde o tratamento por eletroterapia está indicado, ou seja, o eletrodo nada mais é do que o meio pelo qual o estímulo elétrico terapêutico emitido por um equipamento de eletroestimulação é transmitido ao paciente.

Sendo um estimulador sensitivo transcutâneo, os impulsos da corrente são transmitidos através da pele do paciente com o auxílio de eletrodos adesivos, para não haver interrupção do estímulo. Na medida que os impulsos atingem o nervo, obtém-se a regulação para o controle da dor. O tamanho do eletrodo deve ser compatível com a área a ser tratada. Assim, áreas maiores devem receber eletrodos maiores, áreas menores, eletrodos menores.

Características gerais:

- Adesivo de qualidade superior
- Condutividade Excepcional
- Fácil manuseio
- Aprovado pela ANVISA

//

Características Técnicas

Intensidade Máxima	0,1Watt/cm ²
Quantidade	4 unidades por pacote
Dimensão	5x9cm e 5x5cm
Temperatura de Armazenagem	5 a 27°C, 20~80%
Validade	Indeterminada
Classificação de Risco	II - Médio Risco
Registro ANVISA	10410139012
EAN	0727295086198 - 0727295086204
Fabricante	Guangzhou Aochen Information Technology Co. Ltd
Importador	Controller Comércio e Serviços Ltda.

Responsável Técnico
Arthur Aurélio Bernardes
CRF/SC 15829

Edição 07.2023

//

Nossas
Marcas:

